Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

41_2024_ Nová verze SW pro LAURA – 1.18

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že 4.12.2024 byla vydána nová verze softwaru pro močový analyzátor LAURA – verze 1.18. Tato verze zahrnuje 2 nové funkce:

- Přídavek ukrajinského jazyka pro přepnutí uživatelského rozhraní do ukrajinštiny.
- Možnost využití jakéhokoli QC materiálu, pro nějž existují atestované hodnoty pro přístroj LAURA, vedle kontrolních močí Urinorm. Pro přepnutí kontroly kvality do režimu jiných kontrolních močí postupujte následovně: MENU → Kontrola kvality → Nastavení → poklepáním na políčko MODE lze přepínat mezi typem kontrolního materiálu URINORM nebo JINÉ. Po vybrání módu JINÉ lze nastavit šarži a exspiraci používaného kontrolního materiálu. Pro zadání cílových mezí pro použitou kontrolní moč poklepejte na políčko PAD, čímž se zobrazí rozhraní pro zadávání cílových hodnot. Dostupné hodnoty pro negativní hladinu jsou označeny „N“, patologická hladina je označena „P“. Pro přiřazení cílových hodnot pro konkrétní hladinu vyberte požadované hodnoty – označené hodnoty jsou zbarveny modře, neoznačené hodnoty mají šedou barvu. Zadejte cílové hodnoty pro všechny požadované parametry. Nastavení potvrďte stisknutím ✓.

Nejnovější verze software je dostupná na webu ERBA Knowledge Base

Platné pro:

PŘÍSTROJ: LAURA kat. čislo: INS00063

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 04.12.2024 Ref. No.AN_41_2024