Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

22_2025_ Nová verze SW pro CHEM-5v3

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že 09.05.2025 byla vydána nová verze softwaru pro biochemický analyzátor CHEM-5v3.

Tato verze obsahuje řešení souvisejících problémů:

- Příznak Hyperaktivní se nepřipojí k výsledku v případě Hodnoty A a Režimu 2 bodů.
- Zjištěn problém s hlášením pacienta > Vyhledávání podle ID vzorku > ID vzorku pro obnovení.
- Režim NL > Spustit test > Kalibrace > Podrobnosti o laboratoři se tisknou dvakrát.
- Během kalibrace se 2krát provede aspirace STD0 v případě, že je definována pouze hodnota std 0.
- Upravený kód (Přijatá preventivní opatření), aby se předešlo problému s vyvěšením hlášenému v CHEM5X/CHEM5V3.

Verze softwaru ver.2024 C0.01 je již součástí nových zařízení od výrobního čísla SN S2470 dále.

Nejnovější verze software je dostupná na webu ERBA Knowledge Base

Platné pro:

PŘÍSTROJ: CHEM 5v3 Cat. No: INS00013

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 07.05.2025 Ref. No.AN_22_2025