Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

06_2026_Laura XL Výsledky kontrol kvality Sedimentu

Vážení zákazníci,

V softwarové verzi 1.2.7.0 pro přístroj Laura XL byla identifikována chyba, která může ovlivnit výsledky Kontroly kvality sedimentu (QC).

V důsledku pak v určitých situacích Kontroly kvality sedimentu můžou nastat následující chyby:

- výsledek Kontrol kvality sedimentu není vyhodnocen, ikdyž jsou obrázky viditelné na obrazovce
- výsledek Kontrol kvality sedimentu může mít nižší hodnoty, než je očekáváno a počet rozpoznaných elementů se nemusí shodovat s počtem elementů na zobrazených obrázcích
- některé elementy na obrázcích nemusí být označeny nebo započítány

Tato chyba se vyskytuje pouze v měření Kontrol kvality sedimentu.
Analýza pacientských vzorků *není* touto chybou nijak ovlivněna a probíhá správně.

Chyba se vztahuje ke změně výběru obrázků pro analýzu Kontrol kvality sedimentu
Za určitých podmínek se tedy tato chyba může projevit jako:

- Chybějící výsledek Kontroly sedimentu
- Neúplné hodnoty počítání elementů v průběhu Kontroly sedimentu

Tato chyba se nemusí projevit ve všech případech procesů Kontroly kvality sedimentu.

Analýzy pacientských vzorků generovány se softwarovou verzí 1.2.7.0 jsou přesné a spolehlivé.
Ale výsledky Kontrol kvality sedimentu mohou být podhodnoceny, což může vyústit v nevyhovující výsledek Kontrol kvality sedimentu, ikdyž přístroj funguje správně a kontrolní materiál není po expiraci.

Pro eliminování tohoto problému proto doporučujeme downgradovat přístroj na předchozí verzi software 1.2.6.12. Prosím kontaktujte svého servisního inženýra pro provedení downgradu.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

Brno, 28. ledna 2026

Ref. No.AN_06_2026