Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

27_2026_ Laura XL Předanalytické zpracování vzorků

Vážení zákazníci,

za účelem zachování správné funkce analytického systému **Laura XL** a přesnosti výsledků upozorňujeme na nutnost **správného před analytického zpracování vzorků moči** s vysokou viskozitou, výrazným sedimentem nebo hlenovitým charakterem.

Vzorky s vysokou viskozitou nebo výrazným výskytem sedimentu představují významné riziko pro přesnost analýzy a správnou funkci fluidního systému analyzátoru.
Nedostatečná homogenizace nebo vyčeření těchto vzorků může vést například k obstrukci při aspiraci anebo hydraulického systému, zkřížené kontaminaci, případně i k nepřesnému výsledku u nehomogenního vzorku.

Pro minimalizaci těchto rizik proto doporučujeme před vložením vzorků do analyzátoru dodržovat následující postupy:

Homogenizace:
Vzorek důkladně promíchejte obracením zkumavky, aby byl odebraný alikvot reprezentativní.

Vizuální kontrola:
Vizuálně zkontrolujte přítomnost výrazného zákalu, sedimentace, vláknitého nebo viskózního vzhledu.

Mechanické vyčeření (u vysoce viskózních vzorků):
U vysoce viskózních vzorků po důkladném promíchání opatrně odpipetujte homogenní supernatant do čisté zkumavky kompatibilní s analyzátorem. Upozorňujeme, že tento postup může ovlivnit výsledky týkající se sedimentu.
Dodržování těchto postupů pomáhá omezit prostoje přístroje, předcházet servisním zásahům a zachovat spolehlivost diagnostických výsledků.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846

V Brně, 24.08.2026

Ref. No.AN_27_2026