Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

25_2025_XL 200 nová aktualizace softwaru

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že pro analyzátor XL-200 byla vydána nová verze sw 2025.01.

1. **Účel:**

   Aplikační software ver. 2025.01 zahrnuje nové funkce a řeší problémy hlášené v předchozím aplikačním softwaru ver. 2024.04A.
   Vestavěný software ver. XL 200_2025_RS0.01 byl vydán za účelem řešení problémů hlášených v předchozím vestavěném softwaru ver. XL200_2024_RS0.13.

2. **Seznam změn v aplikačním softwaru ver. 2025.01:**

   Nová funkce: Opětovné zavedení možnosti Use Test-wise Calibration v Nastavení zásad kalibrace.
   Nová funkce: Doba aktivity Auto Span je prodloužena o více jak 3 minuty.
   Nová funkce: Když je v přístroji otevřených více lahví s čárovým kódem stejné doby exspirace; systém bude používat láhve podle FIFO.

Verze SW **2025.01** je již obsažena v zařízeních vyráběných od SN 25P0384 výše.

Pro instalaci SW verze prosím kontaktujte svého místního servisního technika nebo distributora.

Aplikováno pro:

Přístroje:

50006794	INS00001	XL-200 (with ISE)
50006770	INS00002	XL-200 (without ISE)

V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 02.06.2025

Ref. No.AN_25_2025